



CEWNIKI ZEWNĘTRZNE - INSTRUKCJA UŻYCIA

PRAWIDŁOWE STOSOWANIE SAMOPRZYLEPNYCH ZEWNĘTRZNYCH CEWNIKÓW

Rozmiar: wybierz odpowiedni rozmiar cewnika przy pomocy miarki. Prawidłowy dobór rozmiaru zapewnia maksymalny komfort i zmniejsza konieczność wcześniejszego zdjęcia cewnika.



Usuwanie owłosienia: usuń zbędne owłosienie, przytnij nożyczkami, nie depiluj.




Umyj prącie: skóra musi być czysta i dobrze osuszona. Umyj prącie delikatnym mydłem i ciepłą wodą, osusz ręcznikiem.




Zakładanie: umieść zrolowany cewnik nad końcem prącia, powoli i starannie rozwin cewnik zostawiając wolną przestrzeń między żołądźką prącia, a ujściem cewnika tak, aby nie dochodziło do podrażnienia prącia i zatkania ujścia cewnika.



Wyglądanie: wygładź wszelkie nierówności. Delikatnie przyciśnij cewnik do prącia, aby zapewnić przyleganie do skóry. Jeżeli przylepiec nie został właściwie przylepiony do skóry czas noszenia może zostać znacznie skrócony. Uwaga: zbyt wiele nierówności na cewniku może świadczyć o nieprawidłowym doborze rozmiaru, mniejszy cewnik będzie bardziej skuteczny.



Połączenie z workiem do zbiórki moczu: poprzez łącznik połącz cewnik z workiem. Jeden koniec łącznika włóż do ujścia cewnika, drugi do drenu worka. Dren worka może zostać skrócony przez ucięcie do wymaganej długości. Przymocuj worek do łydki lub uda w zależności od twojej aktywności i stroju. Worek do zbiórki moczu musi być wymieniany lub opróżniany przed pełnym napełnieniem. Pełny worek może stać się niewygodny, a nawet ściągnąć cewnik.



Czas noszenia: czas noszenia jest różny w zależności od użytkownika. Zaleca się zmianę co 24 godziny.

Zdejmowanie: rozepnij paski mocujące worek na nodze. Odłącz cewnik od worka. **Zdejmowanie cewnika:** delikatnie zroluj cewnik z prącia.